

Nemo

Inclinaison sûre et confortable pour toutes les situations de soins

5100 5100

Nemo chaise de douche-toilette

Le Nemo est une chaise de douche-toilette mobile et inclinable, spécialement conçue pour les personnes nécessitant un soutien supplémentaire lors des soins quotidiens. La chaise de douche-toilette à inclinaison manuelle permet de placer l'utilisateur dans une position confortable et stable, tout en permettant au soignant de travailler dans une posture ergonomique. Cela contribue à réduire les contraintes physiques et à améliorer la sécurité de l'utilisateur comme du soignant.

La chaise convient aussi bien à une utilisation sous la douche que comme siège de toilette et peut facilement être positionnée au-dessus des toilettes. Grâce à ses dimensions compactes et à son système de freinage centralisé, le Nemo est très maniable et sûr à utiliser, même dans les espaces restreints. Sa construction robuste et nécessitant peu d'entretien est conçue pour un usage quotidien intensif.

Le Nemo est une aide fiable qui contribue à des soins quotidiens de qualité, en alliant attention et facilité d'utilisation.

Réglable manuellement jusqu'à 30° par vérin à gaz pour un positionnement optimal et des soins ergonomiques.

Utilisation ergonomique. Équipé de poignées ergonomiques et de quatre roulettes avec frein pour faciliter les manœuvres, il assure une grande stabilité sur différentes surfaces et réduit les contraintes exercées sur les articulations du soignant.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.



Options

- 6840 5660 Accoudoir fermeture avant bleu complet
- 6840 5661 Accoudoir de châssis avec verrouillage frontal
- 6950 1104 Bassin avec couvercle en plastique
- 6975 8044 Ceinture de sécurité 2-point boucle en plastique
- 6975 8045 Ceinture de sécurité 4 points
- 6950 5624 Dossier Platilon
- 6950 5625 Siège Platilon Modèle en U
- 6960 8026 Jeu de supports de jambes confortables, amovibles et réglables
- 7500 5693 Augmenter la douille 30 mm
- 7057 0508 Roue 125 Fixation de la direction

Spécifications techniques

Charge max.	150 kg
Poids du produit	24 kg
Largeur du siège	47 cm
Profondeur du siège	44 cm
Hauteur du siège	54 cm
Longueur totale du châssis de base	73 cm



Convient aux personnes à mobilité très légèrement réduite à légèrement réduite

Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr

Appui-tête complet

Confort d'assise ergonomique

Vérin à gaz pour un réglage fluide de l'inclinaison

Levier du vérin à gaz pour le réglage de l'inclinaison.

Rails de guidage pour bassin ou seau hygiénique


Pare-chocs pour éviter d'endommager le châssis

En option

6960 8026
Jeu de supports de jambes confortables.



6950 1104
Bassin avec couvercle en plastique.



6840 5660
PU-set Li+Re pour fermeture frontale.



Spécifications techniques

Largeur totale du châssis de base	66 cm
Support tête / nuque	7 cm
profondeur / hauteur	12 cm
Rayon de braquage	112 cm
Réglage de l'inclinaison	0 à 30 degrés

LFT5100-2026-01 FR



Pour plus d'information, visitez également notre site web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Toutes les aides fabriquées par Lopital sont conformes aux normes applicables aux produits médicaux de Classe I (MDR (UE) 2017/745).

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.