

Elexo XXL

La force au service des soins, le confort à chaque mouvement

5100 5300

Elexo XXL chaise de douche-toilette

L'Elexo XXL est spécialement conçu pour répondre aux besoins des personnes ayant un poids ou une corpulence plus importants, en offrant une solution stable et robuste pour les soins d'hygiène. Avec son assise large et ergonomique ainsi que ses accoudoirs allongés et entièrement rabattables, il favorise le confort et la sécurité lors des transferts. Les repose-pieds escamotables et amovibles, ainsi que le soutien intégré pour les mollets, permettent aux soignants de positionner précisément les utilisateurs tout en réduisant les manipulations inconfortables et les contraintes physiques. Ses dimensions généreuses et sa conception bien pensée en font une solution fiable pour les soins auprès de personnes à forte corpulence.

Le réglage en hauteur et la fonction d'inclinaison renforcent la polyvalence fonctionnelle de l'Elexo XXL. La plage de réglage électrique, de la position basse à la position haute, permet aux soignants de maintenir une posture ergonomique optimale pendant les soins. Dans sa position la plus haute, la chaise permet une inclinaison de 20° pour améliorer l'équilibre en position assise et le maintien de l'utilisateur, favorisant ainsi les soins et le confort. La motorisation à double moteur assure des réglages fluides et stables, tandis que les fonctions de sécurité intégrées, telles que la descente d'urgence et le mode veille, renforcent la fiabilité au quotidien.

Utilisation ergonomique. Équipé de poignées ergonomiques et de quatre roulettes avec frein pour faciliter les manœuvres, il assure une grande stabilité sur différentes surfaces et réduit les contraintes exercées sur les articulations du soignant.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.

🌐 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr



Spécifications techniques

Charge max.	220 kg
Poids du produit	71 kg
Largueur du siège	70 cm
Profondeur du siège	54 cm
Hauter du siège (réglable)	50 à 105 cm



70550007
Commande manuelle
avec indication du
niveau de batterie



Convient aux personnes
à mobilité modérément
réduite à fortement réduite

Poignée ergonomique pour une utilisation fluide et légère

Rails de guidage pour bassin ou seau hygiénique

Châssis robuste et stable pour une sécurité et un soutien maximaux

Accoudoirs rabattables et extensibles

Confort d'assise ergonomique

Pare-chocs pour éviter d'endommager le châssis

Point de charge avec raccordement magnétique, sans batterie séparée.

Accoudoirs rabattables indépendamment.

En option

6960 8026
Jeu de supports de
jambes confortables.



6840 5500
Appui-tête réglable.



Options
• 6840 5500 Appui-tête réglable
• 6950 1104 Bassin avec couvercle en plastique
• 6960 8026 Jeu de supports de jambes confortables

Spécifications techniques

Longueur totale du châssis de base 119 cm

Largeur totale du châssis de base 89 cm

Rayon de braquage 140 cm

Réglage de l'inclinaison 0 à 20 degrés

Alimentation électrique 24V

Capacité de la batterie 7Ah

Étanchéité IPX4

Pour plus d'information, visitez également notre site web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Toutes les aides fabriquées par Lopital sont conformes aux normes applicables aux produits médicaux de Classe I (MDR (UE) 2017/745).

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.