

Tango XXL

Plus d'espace et de soutien là où c'est essentiel

5100 5850

Tango XXL chaise de douche-toilette

Le Tango XXL a été spécialement conçu pour accompagner les clients bariatriques avec confort et dignité. Avec une charge maximale d'utilisation de 360 kg, il offre un confort optimal grâce à son assise large et ergonomique et à son dossier, complétés par des accoudoirs rabattables et des repose-pieds pivotants avec supports de mollets. Ces équipements facilitent l'installation et le lever du client, tout en garantissant au personnel soignant une utilisation sûre et efficace.

La polyvalence est au cœur du Tango XXL. Conçu pour être utilisé à la fois comme chaise de douche et chaise de toilette, il peut être positionné directement au-dessus de nombreux modèles de toilettes ou utilisé avec un bassin ou un seau hygiénique. Cette polyvalence simplifie les soins quotidiens, tandis que sa conception robuste, adaptée à un usage professionnel, répond aux exigences des environnements de soins intensifs.

Design hautement stable. Le châssis robuste, le centre de gravité bas et les roulettes avec frein assurent une stabilité maximale lors des transferts et des soins.

Utilisation ergonomique. Équipé de poignées ergonomiques et de quatre roulettes avec frein pour faciliter les manœuvres, il assure une grande stabilité sur différentes surfaces et réduit les contraintes exercées sur les articulations du soignant.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.



🌐 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr

Spécifications techniques

Charge max.	360 kg
Poids du produit	34 kg
Largeur du siège	70 – 80 cm
Profondeur du siège	53 cm
Hauteur d'assise	51 cm



Convient aux personnes à mobilité très légèrement réduite à légèrement réduite

Dossier réglable en hauteur pour un confort et une stabilité personnalisés

Accoudoirs rabattables avec commande par bouton-poussoir et réglage en largeur

Rails de guidage pour bassin ou seau hygiénique



Assise ergonomique pour l'utilisation des toilettes et du bassin.

Confort d'assise ergonomique avec éléments d'assise amovibles à fixation par clips pour un nettoyage facile

Protection anti-choc pour éviter d'endommager le châssis

Roue directionnelle pour un déplacement sûr et efficace de la chaise de douche

En option

6950 1104
Bassin avec couvercle en plastique.



6840 5500
Appui-tête réglable sans support.



Options :

- 6840 5500 Appui-tête réglable sans support
- 6950 1104 Bassin avec couvercle en plastique
- 6975 8044 Ceinture de sécurité 2-point boucle en plastique
- 6960 8026 Jeu de supports de jambes confortables, amovibles et réglables

Spécifications techniques

Longueur totale du châssis de base	112 cm
Largeur totale du châssis de base	69 cm
Rayon de braquage	125 cm

LFT5850-2026-01 FR



Pour plus d'information, visitez également notre site web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Toutes les aides fabriquées par Lopital sont conformes aux normes applicables aux produits médicaux de Classe I (MDR (UE) 2017/745).



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.