

Tango

Confort et flexibilité dans les soins quotidiens

5100 5700

Tango chaise de douche-toilette

Le Tango est conçu pour les soins quotidiens, où le confort, la sécurité et l'efficacité sont essentiels. Son châssis stable, associé à une conception compacte et maniable, offre une utilisation sûre et pratique lors de la douche, des passages aux toilettes et des transferts, avec une attention particulière portée à la sécurité et au confort.

Sa conception ergonomique et ses poignées intelligemment positionnées rendent la chaise légère et facile à manœuvrer, réduisant considérablement les contraintes physiques pour le soignant. Pour l'utilisateur, les repose-pieds rabattables et escamotables sur le côté permettent de s'installer et de se relever confortablement et en toute sécurité.

Les quatre roues équipées de freins assurent des déplacements faciles et stables sur différents types de sols. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité et faciles d'entretien, la chaise est également simple à nettoyer, pour une hygiène optimale et une grande durabilité.

Lopital Tango – accompagner chaque mouvement avec soin, partout où les soins vous mènent.

Design compact et maniable. Grâce à son châssis léger et compact, le Tango est facile à manipuler dans les espaces restreints, idéal pour les soins à domicile et les salles de bains exigües.

Utilisation ergonomique. Équipé de poignées ergonomiques et de quatre roulettes avec frein pour faciliter les manœuvres, il assure une grande stabilité sur différentes surfaces et réduit les contraintes exercées sur les articulations du soignant.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.

🌐 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr



Spécifications techniques

Charge max.	180 kg
Poids du produit	19 kg
Largeur du siège	47 cm
Profondeur du siège	44 cm



Convient aux personnes à mobilité très légèrement réduite à légèrement réduite




En option

6950 1104
Bassin avec couvercle en plastique.



6975 8044
Ceinture de sécurité 2-point boucle en plastique.



6840 5660
Accoudoir fermeture avant bleu complet.



Options

- 6840 5660 Accoudoir fermeture avant bleu complet
- 6840 5661 Accoudoir fermeture avant avec à double verrouillage bleu complet
- 6950 1104 Bassin avec couvercle en plastique
- 6975 8044 Ceinture de sécurité 2-point boucle en plastique pour chaise
- 6975 8045 Ceinture de sécurité 4 points pour chaise
- 6950 5624 Dossier Platilon
- 6950 5625 Siège Platilon Modèle en U
- 6960 8026 Jeu de supports de jambes confortables, amovibles et réglables
- 7500 5693 Augmenter la douille 30 mm
- 7057 0508 Roue 125 Fixation de la direction

Spécifications techniques

Hauteur d'assise	55 cm
Longueur totale du châssis de base	84 cm
Largeur totale du châssis de base	66 cm
Rayon de braquage	98 cm

Pour plus d'information, visitez également notre site web : www.lopital.fr

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

