



Sirocco basic & deluxe Brancard de douche






Convient pour des personnes présentant un handicap grave à très grave


6100 2500 / 6100 2510

Sirocco basic & deluxe


- Charge maximale 227 kg.
- Réglable en hauteur, à commande électrique et équipé de ce qui suit : batterie amovible, fonction de descente d'urgence, arrêt d'urgence et chargeur simple d'utilisation.
- Réglage du support du dos jusqu'à 25 degrés (Sirocco deluxe).
- Fonctionnement facile et sûr sur des rails latéraux et système de verrouillage.
- Parce que les pièces sont fabriquées en aluminium, en acier inoxydable, en plastique et galvanisées, elles résistent à la corrosion.
- Finition lisse pour optimiser le nettoyage et la désinfection.
- Barre latérale à 2 positions (normale et large).
- Matelas confortable, antibactérien, ignifuge et exempt de plastifiants nocifs.
- Vidange de l'eau à gauche ou à droite possible.



6100 2500
Sirocco Brancard de douche basic
Montage mural





6100 2510
Sirocco Brancard de douche deluxe
Montage mural




Avec réglage de la longueur intégré
(Sirocco basic & deluxe)

Sirocco basic & Sirocco deluxe



Sirocco deluxe



Spécifications techniques

- Montée/Descente Électrique
- Actionnement manuel Commande manuelle à 4 boutons, IPX6
- Boîtier de commande 24 V DC, 250 W max., IPX6
- Batterie 24 V, 2,9 Ah, IPX6
- Chargeur de batterie 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1 A max., station de charge (murale)

Article n°	Art. description	longueur extérieur	Largeur extérieur	Longueur intérieur	Largeur intérieur	Haut / bas	Charge max. en kg	Poids produit en kg
6100 2500	Sirocco Brancard de douche basic	186 206	95	170 190	70-75	45-95	227	75
6100 2510	Sirocco Brancard de douche deluxe	186 206	95	170 190	70-75	45-95	227	75
6720 0005	Matelas 186 basic	-	-	170	70	-	-	-
6720 0015	Matelas 206 basic	-	-	190	70	-	-	-
6720 0010	Matelas 186 deluxe	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Matelas 206 deluxe	-	-	190	70	-	-	-

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



Pour plus d'informations, visitez également notre site Web : www.lopital.fr

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, les Pays Bas, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk, les Pays Bas
 Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.fr

