

Stylex

Des soins facilités, un confort optimal

6100 3070

Stylex hydraulique brancard de douche

Conçu pour les environnements de soins exigeants, le Stylex associe fonctionnalité moderne et durabilité exceptionnelle. Spécialement conçu pour une utilisation dans les environnements humides, tels que les piscines et les espaces d'hydrothérapie, le Stylex est doté d'un châssis robuste en acier inoxydable, totalement résistant à la rouille. Sa structure résistante à la corrosion garantit une fiabilité et une hygiène durables, même en cas d'utilisation quotidienne intensive en milieu humide. Avec ses surfaces lisses et faciles à nettoyer et son design élégant et fonctionnel, le Stylex incarne l'engagement de Lopital à concevoir des produits performants et simples à utiliser, partout où les soins sont prodigués.

Bien plus qu'un chariot de douche, le Stylex est une solution de soins professionnelle qui allie sécurité, confort et élégance. Sa plateforme réglable en hauteur permet au personnel soignant d'adopter une posture de travail ergonomique, tandis que son châssis stable et ses matériaux de haute qualité garantissent une utilisation sûre lors de chaque transfert. Résistant à l'humidité et aux produits de nettoyage, et conçu pour durer, le Stylex offre un équilibre optimal entre fonctionnalité et confort, facilitant le travail du personnel soignant tout en contribuant au bien-être du client au quotidien.

Utilisation ergonomique. Le réglage en hauteur et le positionnement fluide réduisent les contraintes physiques, pour des soins confortables et efficaces, quelle que soit la hauteur de travail.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.



🌐 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr


Spécifications techniques

Charge max.	135 kg
Poids du produit	50 kg
Longueur	190 cm
Largeur	72 cm
Hauteur (réglable)	52 - 95 cm




Convient aux personnes à mobilité
fortement réduite à très réduite

Le revêtement perméable à l'eau offre une position allongée confortable et respecte la peau



Barrières latérales réglables.





Dossier réglable.

Réglage hydraulique de la hauteur. Pour une posture de travail ergonomique et un minimum de contraintes physiques lors des soins au client



Stable et fiable. Le châssis robuste et les roues à roulement fluide avec frein centralisé assurent contrôle et sécurité

Les surfaces lisses et le système d'évacuation ingénieux facilitent le nettoyage et garantissent une hygiène optimale



LFT3070-2026-01 FR



Pour plus d'informations, visitez également notre site web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Toutes les aides fabriquées par Lopital sont conformes aux normes applicables aux produits médicaux de Classe I (MDR (UE) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.